

FICHE TECHNIQUE PATIENT

CONTOUR D'OREILLE SURPUISSANT (BTE) PILE 13 ●



evolv^{AI}

SOLUTION AUDITIVE CONNECTÉE



Couleurs



C'est le contour d'oreille connecté 2,4 GHz le plus puissant, alimenté par une pile 13. Le BTE 13 Power Plus Evolv AI est un contour surpuissant qui peut être adapté pour les pertes auditives sévères à profondes, en configuration standard ou tube fin. Il est équipé d'un commutateur multifonction qui permet de régler le volume et de changer les programmes et d'une bobine d'induction pour le téléphone. Bénéficiant de la plus récente technologie sans-fil, il est doté de la dernière puce Thrive avec des capteurs intégrés et l'intelligence artificielle, compatible avec les smartphones et des accessoires sans-fil pour converser au téléphone, écouter de la musique ou la télévision et autres médias.

BTE 13 PP EVOLV AI 2400 – PREMIUM+ ★★★★★

BTE 13 PP EVOLV AI 2000 – PREMIUM ★★★★★

BTE 13 PP EVOLV AI 1600 – AVANCÉE ★★



LPP Classe II

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	2400	2000	1600	AVANTAGES
PERFORMANCES				
Niveau de performances	PREMIUM+	PREMIUM	AVANCÉE	Niveau technologique performant. Doté de 16 canaux et 16 bandes réglables par l'audioprothésiste pour une bonne résolution sonore, offrant des performances satisfaisantes dans des environnements sonores avec des niveaux de bruit de fond peu importants.
Canaux Bandes	24/24	20/20	16/16	
Technologie sans-fil Thrive 2,4 GHz				Autonomie pour une moyenne d'utilisation de 16 heures par jour.
Autonomie de la pile	6-9* jours	6-9* jours	6-9* jours	Le premier chiffre correspond au degré de protection maximale contre la poussière et les salissures. Le second chiffre au degré de protection contre l'eau.
Indice de protection (IP)	IP68	IP68	IP68	

CONNECTIVITÉ

Application	pour les utilisateurs			
Application Thrive	pour les utilisateurs	●	●	●
Application Hear Share	pour les aidants	●		

L'application vous propose de multiples fonctions efficaces, faciles à utiliser, pour vous aider à gérer votre santé et accéder à des informations utiles.
Non disponible

IMPORTANT : Les applications Thrive Hearing Control et Hear Share permettent de connecter facilement vos appareils Apple ou Android à vos aides auditives connectées. Cependant certains appareils peuvent ne pas fonctionner efficacement dû à leur version. C'est pourquoi nous vous conseillons avant d'acquérir vos aides auditives, de vérifier que votre smartphone et/ou vos autres appareils actuels soient compatibles avec ces aides auditives auprès de votre audioprothésiste ou sur notre site <https://www.starkey.fr/aides-auditives/applications/thrive-hearing-control/compatibilite>



Et pour obtenir une réponse instantanée, flashez ce QR Code avec votre smartphone !

	Voice AI	●			Non disponible		
PERFORMANCES AUDITIVES Avec plus de 55 millions d'ajustements automatiques par heure, cette technologie auditive toujours active et toujours automatique, offre un son réaliste et naturel grâce au Starkey Sound™.	Mode Edge accessible via l'application Thrive HC	●	●	●	Avec le Mode Edge, vous bénéficiez d'une optimisation du signal vocal pour mieux comprendre la parole dans les environnements difficiles (ex. transport, restaurant) grâce à l'intelligence artificielle. Celui-ci scanne l'environnement sonore et ajuste l'amplification selon vos besoins et agit sur demande chaque fois que vous en avez besoin via l'application Thrive Hearing Control.		
	Streaming audio direct	●	●	●	Vous profitez pleinement de vos programmes TV préférés ou de votre musique.		
	Appels téléphoniques	●	●	●	Vous appuyez sur la touche de votre smartphone pour répondre à vos appels et les recevoir directement dans vos aides auditives. L'accessoire Microphone+ est requis pour certains appareils Android.		
	Audio bidirectionnel	●	●	●	Désormais, les microphones des aides auditives captent et transmettent votre voix directement vers l'iPhone et l'iPad ¹ , vous permettant de converser simplement en mains libres.		
	Optimisation de la musique	●●●●	●●	●	Standard		
GESTION DU BRUIT Algorithmes de traitement de signal	Réduction du bruit	●	●	●	Garantit une qualité sonore confortable dans les environnements bruyants.		
	Localisation dans l'espace	●	●	●	Localise la source sonore et améliore la compréhension de la parole dans les environnements sonores peu bruyants.		
	Synchronisation d'oreille à oreille	●	●	●	Standard		
	Directionnel Microphones directionnels	●	●	●	Optimise les performances pour un confort d'écoute dans les environnements venant de toutes les directions.		
GESTION DE L'ENVIRONNEMENT SONORE	Musique automatique	●●●●	●●	●	Analyse et s'adapte à de multiples environnements sonores simultanément.		
	Silence	●●●●	●●	●			
	Autres catégories	●●●●	●●	●	Amélioration spatiale de la parole, Bruits mécaniques, Paroles dans le bruit, Bruit transitoire, Vent		
ASSISTANT INTELLIGENT THRIVE	Traduction	●			Non disponible		
	Transcription audio texte	●	●		Non disponible		
	Assistant Thrive	●	●	●	Posez vos questions et obtenez des réponses sur de nombreux sujets.		
	Trouver mon téléphone	●	●	●	Permet de localiser votre smartphone si celui-ci est égaré ou perdu. Tapotez 2 fois sur votre aide auditive et dites «Trouver mon téléphone».		
	TeleHear Service téléaudiologie	●	●	●	Sur votre demande, votre audioprothésiste effectue des réglages à distance sans avoir à prendre rendez-vous ni à vous déplacer.		
	Engagement & Suivi d'activité	●	●	●	Le nombre de pas réalisés chaque jour, les mouvements et l'activité physique plus énergique sont suivis et comptabilisés (suivi d'activité). Cette fonction évalue également les bienfaits des aides auditives sur le cerveau en mesurant votre niveau d'écoute active (engagement).		
	Détection et alertes de chute	●	●	●	Les aides auditives sont capables de détecter une chute et d'envoyer un message d'alerte à des contacts pré-définis.		
	Rappels vocaux	●	●	●	Programmation de rappels pour vos rendez-vous, prises de médicaments et autres activités personnelles.		
	Auto On/Off	●	●	●	Avec cette fonction, vous préservez automatiquement et astucieusement l'énergie de vos aides auditives lorsque vous ne les utilisez pas.		
	Contrôle tactile	●	●	●	Vous pouvez couper le son d'un accessoire sans-fil juste en tapotant 2 fois sur votre oreille.		
AUTRES FONCTIONS AVANCÉES	Self Check	●	●	●	Vous permet d'effectuer un test diagnostique des composants de vos aides auditives.		
	Annulateur de larsen	●	●	●	Système de gestion des Larsens pro-actif qui les anticipe et qui peut être personnalisé selon votre mode de vie.		
	Générateur de bruit anti-acouphènes Technologie Tinnitus Multiflex	●	●	●	Offre une très grande flexibilité pour créer un stimulus sonore agréable, personnalisable et ajustable qui soulage efficacement les acouphènes (sifflements, bourdonnements...)		
COMPATIBILITÉ AVEC DES ACCESSOIRES SANS-FIL : Emetteur TV, Mini Microphone, Microphone +, Microphone de table et Télécommande				●	●	●	Connectivité via la technologie Bluetooth avec des smartphones et toutes autres sources média Apple ou Android pour recevoir les appels, la musique, le son de la télévision directement dans vos aides auditives.

¹ Compatible avec les appareils iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max et modèles ultérieurs, ainsi qu'avec les appareils iPad Pro 12,9 pouces (5e génération), iPad Pro 11 pouces (3e génération), iPad Air (4e génération) et iPad (6e génération).

*Les résultats peuvent varier en fonction de l'utilisation de certaines fonctions et de la technologie sans-fil

• Toutes les pièces détachées indispensables à l'utilisation de nos solutions auditives, sont disponibles au minimum pendant 5 ans à partir de la date d'achat.

• Toutes les pièces détachées indispensables à l'utilisation des accessoires Starkey fonctionnant avec nos solutions auditives, sont disponibles au minimum pendant 2 ans à partir de la date d'achat.