




GENESIS AI



- RIC 312 GENESIS AI 24 - PREMIUM+ ★★★★★
- RIC 312 GENESIS AI 20 - PREMIUM ★★★
- RIC 312 GENESIS AI 16 - AVANCÉE ★★



Le RIC RT Genesis AI est un contour avec l'écouteur inséré dans le conduit, qui s'alimente avec une pile 312. Son nouveau design s'adapte aux oreilles de façon ergonomique, il est élégant et discret, ultra-confortable et très facile à porter. Il peut être adapté pour toutes les pertes auditives en configuration standard (tube fin) ou surpuissant. Il est équipé d'un commutateur multifonction qui permet de régler le volume et de changer les programmes. Il bénéficie de la technologie de processeur la plus avancée de l'industrie. Il est doté d'une nouvelle puce de traitement du son, le Processeur Neuro Starkey, ainsi que de capteurs intégrés, de l'intelligence artificielle et fonctionne avec une toute nouvelle application My Starkey. Cette nouvelle technologie offre un traitement jusqu'à 4 fois plus rapide que la génération précédente. Il est compatible avec les smartphones et les accessoires StarLink pour converser au téléphone, écouter de la musique ou la télévision et autres medias.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	24	20	16	AVANTAGES
PERFORMANCES				
Niveau de performances	PREMIUM+	PREMIUM	AVANCÉE	Niveau technologique très hautement performant. Doté de 24 canaux et 24 bandes réglables par l'audioprothésiste pour une résolution sonore haute définition. Offre d'excellentes performances et une souplesse de transition optimum dans toutes sortes d'environnements sonores y compris les plus bruyants et complexes.
Canaux Bandes	24/24	20/20	16/16	
Technologie sans-fil 2,4 GHz Neuro Processor				Autonomie pour une moyenne d'utilisation de 16 heures par jour.
Autonomie de la pile (jours) Sans streaming	jusqu'à 6	jusqu'à 6	jusqu'à 6	
Autonomie de la pile (jours) Avec streaming	jusqu'à 5	jusqu'à 5	jusqu'à 5	
Indice de protection (IP)	IP68	IP68	IP68	Le premier chiffre correspond au degré de protection maximale contre la poussière et les salissures. Le second chiffre au degré de protection contre l'eau. Il bénéficie en plus de l'IP68, de 8 points de protection pour une durabilité accrue.

CONNECTIVITÉ				
NOUVEAU Application My Starkey		pour les utilisateurs	●	●
Application Hear Share		pour les aidants	●	●

IMPORTANT : Les applications My Starkey et Hear Share permettent de connecter facilement vos appareils Apple ou Android à vos aides auditives connectées. Cependant certains appareils peuvent ne pas fonctionner efficacement dû à leur version. C'est pourquoi nous vous conseillons avant d'acquérir vos aides auditives, de vérifier que votre smartphone et/ou vos autres appareils actuels soient compatibles avec ces aides auditives auprès de votre audioprothésiste ou sur notre site www.starkey.fr



Et pour obtenir une réponse instantanée, flashez ce QR Code avec votre smartphone !

PERFORMANCES AUDITIVES				
NOUVEAU Procésseur Neuro Starkey				
Amélioration des consonnes	●			Cette fonction permet d'améliorer la clarté de la parole.
Voice AI	●			Votre iPhone est utilisé comme microphone à distance et grâce à la puissance de l'intelligence artificielle, vous bénéficiez d'une amélioration du signal vocal pour mieux comprendre la parole dans le bruit.
Mode Edge +	●			Vous bénéficiez d'une optimisation du signal vocal pour mieux comprendre la parole dans les environnements difficiles (ex. transport, restaurant) grâce à l'intelligence artificielle. Le Mode Edge+ scanne l'environnement sonore et ajuste l'amplification selon vos besoins et agit sur demande chaque fois que vous en avez besoin d'un simple tapotement sur votre oreille (Contrôle tactile) ou via l'application My Starkey. Personnalisation : nouveaux contrôles que vous pouvez pilotés en fonction de votre intensité d'écoute en choisissant d'améliorer l'intelligibilité de la parole ou de réduire le bruit.
Contrôle tactile	●			
Personnalisation	●	●		
Contrôle Appli	●	●	●	
Streaming audio direct	●	●	●	Vous profitez pleinement de vos programmes TV préférés ou de votre musique.
Appels téléphoniques	●	●	●	Nous appuyez sur la touche de votre smartphone pour répondre à vos appels et les recevoir directement dans vos aides auditives. L'accessoire Microphone + est requis pour certains appareils Android.
Audio bidirectionnel	●	●	●	Désormais, les microphones des aides auditives captent et transmettent votre voix directement vers l'iPhone et l'iPad*, vous permettant de converser simplement en mains libres.
Optimisation de la musique	●●●●	●●	●	Permet de redécouvrir la musique.
SOUND MANAGER				
GESTIONNAIRE DS SONS				
Algorithme de traitement du son				
Synchronisation d'oreille à oreille	●●●●	●●	●	Garantit un son haute définition pour offrir une expérience auditive plus naturelle.
Amélioration spatiale de la parole	●●●●	●●	●	Localise précisément la source sonore et améliore la compréhension de la parole dans les environnements sonores difficiles.
Réduction du bruit	●●●●	●●	●	Fonctionne en parallèle avec le gestionnaire de sons. Garantit une qualité sonore maximale, une facilité d'écoute, une intelligibilité de la parole dans les environnements très bruyants.
Silence	●	●	●	
Réduction des bruits mécaniques	●●●●	●●	●	Analyse et s'adapte à de multiples environnements sonores simultanément. Grâce à ce gestionnaire de sons, vous entendrez des sons doux sans bruit, vous distinguerez des mots et des conversations de manière plus intuitive en réduisant grandement l'effort d'écoute.
Parole dans le bruit	●●●●	●●	●	
Réduction du bruit transitoire	●●●●	●●	●	
Réduction du vent	●●●●	●●	●	
TRAITEMENT DIRECTIONNEL				
Microphones directionnels				
Adaptatif	●●●●	●●	●	Optimise les performances dans des environnements hautement complexes et relativement bruyants. S'adapte en continu dans tous les canaux afin que vous puissiez participer aux conversations et mieux entendre de toutes parts.
Dynamique	●	●	●	
Traduction	●			Communication avec des interlocuteurs qui parlent une langue étrangère grâce à l'outil de traduction.
Transcription audio texte	●	●		Les conversations sont retranscrites en texte afin que vous puissiez lire ce qui est dit.
Assistant	●	●	●	Posez vos questions et obtenez des réponses sur de nombreux sujets.
Trouver mon téléphone	●	●	●	Permet de localiser votre smartphone si celui-ci est égaré ou perdu. Tapotez 2 fois sur votre aide auditive et dites «Trouver mon téléphone».
TeleHear	●	●	●	Sur votre demande, votre audioprothésiste effectue des réglages à distance sans avoir à prendre rendez-vous ni à vous déplacer.
Service téléaudiologie	●	●	●	Cette fonction a été améliorée avec plus de classifications que n'importe quelle aide auditive disponible sur le marché : Etapes, Debout, Exercices tels que Marcher, Courir, Vélo intérieur et Aérobic. Les mouvements et l'activité physique plus énergique sont suivis et comptabilisés (suivi d'activité). Cette fonction évalue également les bienfaits des aides auditives sur le cerveau en mesurant votre niveau d'écoute active (engagement).
ASSISTANT INTELLIGENT				
NOUVEAU Engagement & Suivi d'activité	●	●	●	Les aides auditives sont capables de détecter une chute et d'envoyer un message d'alerte à des contacts prédéfinis.
Détection et alertes en cas de chute	●	●	●	Programmation de rappels pour vos rendez-vous, prises de médicaments et autres activités personnelles.
Rappels vocaux	●	●	●	Avec cette fonction, vous préservez automatiquement et astucieusement l'énergie de vos aides auditives lorsque vous ne les utilisez pas.
Auto On/Off	●	●	●	Vous pouvez couper le son d'un accessoire sans-fil juste en tapotant 2 fois sur votre oreille.
Contrôle tactile	●	●	●	Vous permet d'effectuer un test diagnostique des composants de vos aides auditives.
Self Check	●	●	●	
AUTRES FONCTIONS AVANCÉES				
Annulateur de larsen	●	●	●	Système de gestion des Larsens pro-actif qui les anticipe et qui peut être personnalisé selon votre mode de vie.
Générateur de bruit anti-acouphènes	●	●	●	Offre une très grande flexibilité pour créer un stimulus sonore agréable, personnalisable et ajustable qui soulage efficacement les acouphènes (sifflements, bourdonnements...)
Technologie Tinnitus Multiflex Pro	●	●	●	
Système Cros	●	●	●	Le système Cros transmet, sans-fil, le son depuis un micro-émetteur placé sur l'oreille non appareillable vers un récepteur placé sur l'oreille qui entend.
COMPATIBILITÉ AVEC LES ACCESSOIRES STARLINK :				
MINI MICROPHONE, MICROPHONE +, ÉMETTEUR TV, MICROPHONE DE TABLE ET TÉLÉCOMMANDE	●	●	●	Connectivité via la technologie Bluetooth avec des smartphones et toutes autres sources media Apple ou Android pour recevoir les appels, la musique, le son de la télévision directement dans vos aides auditives.

* Compatible avec les appareils iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max et modèles ultérieurs, ainsi qu'avec les appareils iPad Pro 12,9 pouces (5e génération), iPad Pro 11 pouces (3e génération), iPad Air (4e génération) et iPad (6e génération).
 ● Toutes les pièces détachées indispensables à l'utilisation de nos solutions auditives, sont disponibles au minimum pendant 5 ans à partir de la date d'achat.
 ● Toutes les pièces détachées indispensables à l'utilisation des accessoires Starkey fonctionnant avec nos solutions auditives, sont disponibles au minimum pendant 2 ans à partir de la date d'achat.